

Avez-vous de la place pour une feuille de papier A4 sur une paillasse de votre laboratoire ? Si oui, alors il y a suffisamment de place pour le fermenteur et bioréacteur MINIFOR !

Systeme Extrêmement Compact

Un parfait contrôle des paramètres et une taille réduite



Taille minimale du bioréacteur comparable à celle d'une feuille de papier A4 (220 x 400 mm)

L'unité de commande pèse à peine 7.5 kg - elle pourrait même être portée par un enfant !


Couvre toute la gamme des volumes utilisés en laboratoire, de 35 ml à 6 litres

Mesure et régulation de la température, pH, pO₂, débit d'air, agitation et un paramètre supplémentaire 'X'

Les pompes sont placées à l'arrière pour limiter la longueur des tuyaux

Les fioles de stockage sont placées en sûreté dans des supports magnétiques derrière la cuve

Chauffage IR intégré à l'unité de contrôle



Des connexions accessibles: les sondes et ouvertures latérales sont inclinées de 30° pour permettre une manipulation aisée

Les paramètres de contrôle et les mesures sont visibles d'un seul coup d'oeil